### Лабораторная работа 1.15.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ АДИАБАТЫ ВОЗДУХА

Е.В. Жданова, М.М. Зверев, О.А. Рубан.

*Цель работы:* изучение термодинамических процессов в идеальном газе и определение показателя адиабаты воздуха.

Задание: выполнить эксперимент по определению показателя адиабаты воздуха. Рассчитать на основании проведенных измерений показатель адиабаты воздуха. Сравнить с теоретическим значением. Определить погрешность измерений.

Подготовка к выполнению работы: изучить понятия идеального газа, теплоемкостей, свойства процессов идеального газа, первый закон термодинамики и основы молекулярно-кинетической теории газов. Ознакомиться с установкой.

## Библиографический список.

- 1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 1. Механика. Молекулярная физика. СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 10, §§ 86-89; гл. 7, §§ 49, 50, 52, 53.
- 2. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 8, §§ 41, 42; гл. 9, §§ 53-55.

# Контрольные вопросы.

- 1. Дайте определение идеального газа.
- 2. Напишите уравнение состояния идеального газа.
- 3. Какие процессы называются изопроцессами?
- 4. Какие процессы являются равновесными?
- 5. Что такое адиабатический процесс? Напишите уравнение адиабаты.
- 6. Сформулируйте первый закон термодинамики.
- 7. Что такое внутренняя энергия тела, идеального газа?
- 8. Что называется теплоемкостью тела, удельной теплоемкостью, молярной теплоемкостью?
- 9. Почему молярная теплоемкость  $C_p$  всегда больше  $C_V$ ? Чему равна их разность?
- 10. Запишите выражение для внутренней энергии идеального газа с точки зрения молекулярно-кинетической теории и термодинамики.
- 11. Что называется числом степеней свободы молекулы?

- 12. Сформулируйте закон о равномерном распределении энергии по степеням свободы молекул.
- 13. Чему равно число степеней свободы для одно-, двух-, трехатомных молекул?
- 14. Как связаны  $C_p$  и  $C_V$  с числом степеней свободы молекул?
- 15. Выведите уравнение адиабаты.
- 16. Чему равна теплоемкость идеального газа при адиабатическом процессе?
- 17. Как определяется показатель адиабаты воздуха в этой работе?
- 18. Напишите уравнение гармонических собственных колебаний и его решение.

#### Теоретическое введение.

Адиабатный (или адиабатический) процесс — идеальный термодинамический процесс в макроскопической системе, протекающий без теплообмена с окружающей средой. Для идеального газа этот процесс помимо уравнения состояния идеального газа (уравнения Клапейрона — Менделева)

$$PV = \frac{m}{\mu}RT,\tag{1}$$

описывается уравнением адиабаты

$$PV^{\gamma} = \text{const.}$$
 (2)

В этих уравнениях P – давление, V – объем, T – абсолютная температура газа, R – универсальная газовая постоянная,  $\mu$  - молярная масса газа, m – масса газа (причём m = const),  $\gamma$  - показатель адиабаты.

Идеальный газ - это идеализированная модель газа, которая предполагает, что потенциальной энергией взаимодействия молекул можно пренебречь по сравнению с кинетической энергией их движения. Модель идеального газа можно использовать при изучении разреженных реальных газов, если 1) плотность реального газа настолько мала, что суммарным объёмом молекул газа можно пренебречь по сравнению с объемом сосуда, т.е. молекулы можно рассматривать как материальные точки, а взаимодействия молекул со стенками сосуда и между собой считать абсолютно упругими; 2) в газе не происходит химических реакций. Такие газы, как воздух, азот, кислород даже при обычных условиях, т.е. при комнатной температуре и нормальном давлении мало отличаются от идеального газа.

Для идеального газа показатель адиабаты у определяется выражением

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V},\tag{3}$$

где  $C_P$  — молярная теплоемкость газа при процессе, происходящем при постоянном давлении, а  $C_V$  - молярная теплоемкость газа при процессе, происходящем при постоянном объеме.

Молярной теплоемкостью C называется физическая величина, численно равная количеству теплоты, которое нужно сообщить одному молю вещества, чтобы изменить его температуру на один градус кельвина. Кроме молярной теплоемкости, используют понятия теплоемкости тела  $C_{\rm T}$  и удельной теплоемкости c (теплоемкости единицы массы вещества). Они связаны следующим очевидным соотношением

$$C_{\rm T} = \frac{m}{\mu}C = mc \tag{4}$$

откуда

$$c = \frac{C_{\rm T}}{m}. (5)$$

На основании (3), (4), (5) для идеального газа имеем

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{c_P}{c_V} = \frac{C_{pT}}{C_{VT}}.$$
 (6)

Из молекулярно-кинетической теории газов и термодинамики следует, что

$$C_p = C_V + R, (7)$$

$$C_V = \frac{i}{2}R, (8)$$

$$C_p = \frac{i+2}{2}R. (9)$$

Подставляя выражения (8), (9) в (3), получаем

$$\gamma = \frac{i+2}{i},\tag{10}$$

где  $i=i_{\text{пост}}+i_{\text{вр}}+2i_{\text{кол}}$  — сумма поступательных, вращательных и удвоенного числа колебательных степеней свободы молекулы. Число степеней свободы молекулы это число независимых переменных (координат), необходимых для однозначного определения положения молекулы в пространстве.

При нормальных условиях (P = 760 мм Hg =  $1.01 \times 10^5$  Па, T = 300 K) воздух ведет себя как идеальный газ, состоящий из двухатомных молекул с жёсткой связью, т.е. колебательными степенями свободы таких молекул можно пре-

небречь ( $i_{\text{кол}}$  =0). Такие молекулы кроме трёх степеней свободы поступательного движения имеют ещё две степени свободы вращательного движения. Вращение вокруг третьей оси (оси, проходящей через оба атома) лишено смысла для точечных атомов, в этом случае говорят, что третья вращательная степень свободы вырождена. Таким образом, молекулы двухатомных газов при нормальных условиях обладают пятью степенями свободы (i=5). Поэтому для воздуха при нормальных условиях

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i} = \frac{7}{5} = 1,4. \tag{11}$$

В данной работе показатель адиабаты воздуха определяется следующим образом. Рассмотрим сосуд (рис. 1), наполненный воздухом.




Рис. 1

Цилиндрическая стеклянная трубка с внутренним диаметром D герметично соединена с сосудом. Внутри трубки располагается поршень. Поршень плотно прилегает к стенкам трубки и образует воздухонепроницаемое уплотнение. Выведение поршня из положения равновесия вызывает периодическое расширение или сжатие воздуха под поршнем, что приводит к тому, что давление внутри сосуда становится то выше, то ниже атмосферного. В результате, возникает сила, стремящаяся вернуть поршень в положение равновесия, и пор-

шень будет совершать колебательные движения. Поскольку теплообмен с окружающей средой практически отсутствует, эти колебания связаны с адиабатическим изменением состояния воздуха под поршнем, которое описывается уравнением (2).

В положении равновесия давление P внутри сосуда уравновешивается атмосферным давлением  $P_0$  и давлением поршня, которое равно  $P_{\Pi} = mg/S$ , где m — масса поршня, g — ускорение свободного падения, S — площадь поперечного сечения трубки, т. е.

$$P = P_0 + P_{\Pi} = P_0 + \frac{mg}{S} \,. \tag{12}$$

При смещении поршня из положения равновесия на расстояние x на него действует возвращающая сила  $F = -\Delta PS$ , где  $\Delta P$  — изменение давления газа под поршнем. Поскольку процесс адиабатический, то  $\Delta P$  найдём, используя уравнение адиабаты (2). Дифференцируя (2), имеем

$$dP + \gamma \frac{p}{V}dV = 0 \tag{13}$$

и, переходя к конечным приращениям  $\Delta P$ и  $\Delta V$ , получим

$$\Delta P = -\gamma \frac{P}{V} \Delta V \ . \tag{14}$$

Выражение (14) справедливо, когда  $\Delta V << V$  . Учитывая, что  $\Delta V = xS$  , запишем

$$\Delta P = -\gamma \frac{P}{V} xS . \tag{15}$$

Тогда уравнение движения поршня (2-й закон Ньютона) без учета сил трения имеет вид

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -\gamma \frac{PS^2}{V}x$$

или

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma \frac{PS^2}{mV} x = 0. \tag{16}$$

Решение дифференциального уравнения (16) описывает свободные гармонические колебания с круговой (циклической) частотой

$$\omega_0 = \sqrt{\gamma \frac{PS^2}{mV}} \tag{17}$$

и периодом

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{mV}{\gamma PS^2}} \,. \tag{18}$$

Измерив период колебаний поршня  $T_0$ , из выражения (18) можно определить значение показателя адиабаты воздуха

$$\gamma = \frac{(2\pi)^2}{T_0^2} \frac{mV}{PS^2}.$$
 (19)

Так как круговое сечение трубки с диаметром D равно  $S = \pi D^2/4$ , то окончательно имеем

$$\gamma = \frac{64mV}{PT_0^2 D^4} \,. \tag{20}$$

### Описание аппаратуры и методики измерений.

Схема установки, с помощью которой проводятся измерения, приведена на рис. 2. Стеклянный сосуд объёмом 10 литров герметично соединен с вертикально расположенной стеклянной трубкой небольшого поперечного сечения. Внутри трубки расположен алюминиевый поршень. Зазор между боковой поверхностью поршня и трубкой очень мал; при выведении из положения равновесия поршень приходит в колебательное движение - совершает около 10 полных колебаний. Ручной насос позволяет управлять положением поршня в трубке.




Рис. 2

Период колебаний измеряется с помощью секундомера. Поршень совершает затухающие колебания, однако, как показывает расчёт, их период T незначительно (на доли процента) отличается от периода собственных колебаний  $T_0$  (18). Поэтому для расчёта показателя адиабаты можно с большой степенью точности (превышающей точность измерений) пользоваться итоговой формулой (20).

### Порядок выполнения работы.

- 1. Записать данные, указанные на установке (V объем сосуда, D диаметр трубки, m масса поршня). Уточнить значения давления и температуры;
- 2. Начертить таблицу 1, куда занести результаты измерений. Здесь n номер измерения, N число полных колебаний поршня, t полное время колебаний, T период колебаний.

#### Таблица 1

n					
N					
t,c					
T,c					

- 3. Снять пробку с верхнего конца трубки. Открыть вакуумный кран. Подготовить секундомер.
- 4. Убедиться, что переключатель ручного насоса находится в положении «давление» и, осторожно работая рычагом ручного насоса, понемногу увеличивать давление в сосуде; добиться того, чтобы поршень, находящийся в нижнем конце трубки, начал двигаться вверх. Когда поршень достигнет верхнего конца трубки, вынуть его из трубки, при этом давление в сосуде сравняется с атмосферным. Внимание! Не допускать падения поршня на пол! Закрыть кран. Аккуратно вставить поршень в трубку, придерживая его за верхний край.
- 5. Отпустить поршень. Когда поршень будет находиться в одном из крайних положений, включить секундомер. Отсчитать от 5 до 10 полных колебаний поршня и выключить секундомер. Записать показания в таблицу.
- 6. Измерения, описанные в пунктах 4 и 5, повторить не менее 10 раз. В каждой серии измерений количество колебаний поршня должно быть постоянным.

# Обработка результатов измерений.

- 1. Для каждого измерения найти период колебаний поршня T.
- 2. Убедиться, что выполняется условие  $\Delta V << V \ (V \ \$ объем сосуда,  $\Delta V \$ из-

менение объема газа при колебаниях поршня).

- 3. Найти средний период колебаний  $T_{\rm cp}$  и по формуле (20) вычислить показатель адиабаты  $\gamma$  для воздуха.
- 4. Сравнить полученное значение  $\gamma$  с расчетным (11), считая воздух идеальным газом, состоящим из двухатомных жестких молекул.
- 5. Рассчитать относительную погрешность измерений, пользуясь выражением

$$E = \frac{\Delta \gamma}{\gamma} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta P}{P} + 2\frac{\Delta T}{T} + 4\frac{\Delta D}{D} , \qquad (21)$$

где  $\Delta T$  рассчитать как погрешность прямого многократного измерения. Формулу (21) можно получить, используя соотношения (20) в соответствии с методикой оценки погрешностей косвенных измерений.

6. Записать результат с учётом погрешности измерений в виде

$$\gamma = \gamma_{\rm cp} \pm \Delta \gamma$$
.

7. Сделать вывод по полученным результатам.