Лабораторная работа 1.14

ПРОВЕРКА ЗАКОНА БОЙЛЯ-МАРИОТТА

И.А. Анищенко, К.В. Куликовский, А.С. Елшин

Цель работы: проверка выполнения закона Бойля-Мариотта для воздуха при комнатной температуре.

Задание: измерить давление воздуха в сосуде при комнатной температуре и рассчитать объем воздуха для 15 различных положений поршня, получить значения для трёх различных количеств воздуха в сосуде, представить полученные значения в виде P-V диаграммы, проверить справедливость закона Бойля—Мариотта для воздуха при комнатной температуре.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить основные газовые законы, ознакомиться с измерительной аппаратурой, ответить на контрольные вопросы.

Библиографический список

- 1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 1. Механика. Молекулярная физика. СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 10, § 86.
- 2. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Издательский центр «Академия», 2016, гл. 8, §§ 41, 42.

Контрольные вопросы

- 1. Сформулируйте закон Бойля-Мариотта.
- 2. Дайте определение идеального газа
- 3. Опишите экспериментальную установку.
- 4. Какой процесс называется изотермическим?
- 5. Начертите две изотермы в осях P-V и скажите, как они отличаются по температуре (при m=const) и массе газа (при T=const)?
- 6. Дайте определение количества вещества.
- 7. Что такое молярная масса и чему она равна для кислорода, азота и воздуха?
- 8. Запишите уравнение Клапейрона Менделеева.
- 9. Какие газовые законы идеального газа Вам известны?
- 10. Чему равна комнатная температура по шкале Кельвина?

Теоретическое введение

Состояние некоторой массы m идеального газа определяется тремя термодинамическими параметрами: давлением P, объемом V и температурой T.

Между этими параметрами существует определенная связь, называемая уравнением состояния

$$\frac{PV}{T} = \text{const.} \tag{1}$$

Многие газы при комнатной температуре и нормальном давлении можно считать идеальными. Чем выше температура и ниже давление реального газа, тем его свойства ближе к идеальному газу. Согласно модели идеального газа: 1) собственный объем молекул газа пренебрежимо мал по сравнению с объемом, в котором находится газ, т.е. молекулы можно считать материальными точками; 2) между молекулами газа отсутствуют силы взаимодействия, т.е. потенциальная энергия взаимодействия молекул много меньше кинетической энергии их теплового движения; 3) столкновения молекул газа между собой и со стенками сосуда являются абсолютно упругими.

Уравнение состояния некоторой массы *m* идеального газа, называемое также уравнением Клапейрона-Менделеева, записывается следующим образом

$$PV = \frac{m}{\mu}RT = \nu RT,\tag{2}$$

где μ — молярная масса (масса одного моля вещества), ν - количество вещества (число молей). Моль это количество вещества, в котором содержится число частиц (атомов, молекул), равное числу атомов в 12 г изотопа углерода ^{12}C . Опытным путем установлено, что в одном моле различных веществ содержится $6,02\times10^{23}$ частиц. Это число называется постоянной Авогадро $N_{\rm A}=6,02\cdot10^{23}$ моль $^{-1}$.

При нормальных условиях ($P_0 = 1.01 \cdot 10^5 \, \text{Па}$, $T_0 = 273 \, \text{K}$) один моль любого газа занимает объем $V_{\text{M}} = 22.4 \, \text{л}$. Универсальная газовая постоянная R может быть рассчитана по формуле

$$R = \frac{P_0 V_{\rm M}}{T_0} = 8.31 \frac{Дж}{{
m моль \cdot K}}.$$
 (3)

Закон Бойля-Мариотта, установленный опытным путем, описывает поведение идеального газа при постоянной температуре для данной массы газа. Согласно этому закону произведение давления газа на его объем есть величина постоянная


$$PV = \text{const}, \ \text{при } T = \text{const}, \ m = \text{const}$$
 (4)

Кривая, изображающая зависимость между давлением P и объемом V при постоянной температуре, называется изотермой. Изотермы представляют собой

гиперболы (см. рис. 1), расположенные на графике P-V тем выше, чем выше температура, при которой происходит процесс ($T_1 < T_2 < T_3$).

Описание аппаратуры и методики измерений

Схема установки показана на рис. 2. С помощью манометра 1 измеряют давление P воздуха в цилиндрическом сосуде 5, значения давления представляются в кПа. Объем V воздуха в цилиндрическом сосуде изменяется за счет движения поршня 4 с помощью ручки 6. Этот объем вычисляется как произведение площади S поперечного сечения поршня на расстояние X, пройденное поршнем относительно положения нулевого объема, измеряемое по шкале 7. Для точного анализа следует также учесть «мертвый» объем V_0 воздуха в манометре, наличие которого невозможно избежать.



Количество воздуха v в сосуде зависит от начального объема V_1 сосуда, в который воздух попадает через открытый перед началом опыта клапан 2 . Во время опыта клапан 2 держится закрытым. Давление в сосуде не должно пре-

вышать 350 кПа (3,5 бар). Клапан 3 служит для сброса воздуха, если давление превышает норму.

Порядок выполнения работы

- 1. Открыть клапан 2, повернув его против часовой стрелки. Выставить поршень 4 в крайнее правое положение, медленно поворачивая ручку 6, при этом воздух займет весь объем цилиндра.
- 2. Выждать 3 мин и закрыть клапан 2, повернув его по часовой стрелке. Перемещая поршень 4, медленно поворачивая ручку 6, и изменяя тем самым объем воздуха в сосуде, провести (по шкале 7) $12 \div 15$ замеров расстояния X (через 1 см), пройденного поршнем относительно нулевого объема.
- 3. Одновременно с замерами расстояния X измерить с помощью манометра 1 давление P воздуха в сосуде, соответствующее расстоянию X.




Рис. 2

4. Провести измерения для двух других количеств v воздуха (v_2 , v_3). Для этого при открытом клапане 2 (повернув его против часовой стрелки) сначала выставить поршень, медленно повернув ручку 6, на расстояние 17 см по шкале 7, и далее, выждав 3 мин., повторить пункты 2-3. Затем при открытом клапане 2. поставить поршень на расстояние 15 см по шкале 7 и, выждав 3 мин., повторить пункты 2-3.

5. Результаты измерений давления P (в кПа) и расстояния X (в см) относительно положения нулевого объема для трёх различных количеств (v_1 , v_2 , v_3) воздуха занести в таблицы 1, 2, 3.

Таблица 1

№	v_1 , моль	Х, см	<i>V</i> , cm ³	<i>P</i> , кПа	<i>PV</i> , Па·м ³
1					
2					
•••					

Таблица 2

No	<i>v</i> ₂ , моль	<i>X</i> , см	<i>V</i> , cm ³	<i>P</i> , кПа	<i>PV</i> , Па·м³
1					
2					

Таблица 3

No	<i>v</i> ₃ , моль	<i>X</i> , см	V, cm ³	<i>P</i> , кПа	<i>PV</i> , Па·м ³
1					
2					
•••					

Обработка результатов измерений

1. Рассчитать объем V воздуха в сосуде для каждого из 15 положений поршня для трёх различных количеств (v_1, v_2, v_3) воздуха в сосуде по формуле

$$V = V_0 + X \frac{\pi d^2}{4},\tag{5}$$

где $V_0 = 20 \text{ cm}^3$ - «мёртвый» объем воздуха в манометре, X - расстояние, измеренное по шкале 7 относительно положения нулевого объема, d = 50 мм - диаметр поршня. Занести значения объема в таблицы 1, 2, 3 для трёх различных количеств (v_1, v_2, v_3) воздуха в сосуде.

- 2. Рассчитать произведение PV для каждого из 15 положений поршня для трёх различных количеств (v_1 , v_2 , v_3) воздуха в сосуде и подставить значения в таблицы 1, 2, 3.
- 3. Построить графики в виде диаграмм P-V для трёх различных количеств (v_1 , v_2 , v_3) воздуха в сосуде (см. рис. 1).

4. Рассчитать количества (v_1, v_2, v_3) воздуха при комнатной температуре, соответствующие каждой диаграмме, по формуле

$$v = \frac{PV}{RT}. (6)$$

В качестве произведения PV взять первое значение из таблиц 1, 2, 3. Подставить полученные значения (v_1, v_2, v_3) в таблицы 1, 2, 3.

5. Для количества воздуха v_1 рассчитать относительную погрешность по формуле

$$E = \frac{\Delta(PV)}{PV} = \frac{\Delta P}{P} + \frac{\Delta X}{X} + 2\frac{\Delta d}{d} + \frac{\Delta \pi}{\pi},\tag{7}$$

где $\Delta P = 5$ кПа, $\Delta X = 0.5$ мм, $\Delta d = 0.5$ мм, $\Delta \pi = 0.005$ при $\pi = 3.14$, и рассчитать абсолютную погрешность по формуле

$$\Delta(PV) = E \cdot (PV). \tag{8}$$

В качестве произведения PV взять первое значение из таблиц 1, 2, 3.

6. Для количества воздуха v_1 сравнить произведения PV для различных положений поршня, и убедится, что в пределах погрешности

$$PV = \text{const}$$
 (9)